

SỞ Y TẾ HÀ NỘI  
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ  
VIỆT NAM- CU BA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v mời chào giá vật tư nha khoa  
thông thường

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư nha khoa thông thường với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Ds. Vương Thị Thúy Phương      Điện thoại: 024. 39393258

- Địa chỉ email: phongvttbytvncb@gmail.com

- Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư – Thiết bị y tế.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:...

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư, Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba.

Địa chỉ: số 37 Hai Bà Trưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 26 tháng 09 năm 2023 đến trước 16h ngày 06 tháng 10 năm 2023.

Các đơn vị có thể gửi báo giá tham dự một hoặc nhiều mặt hàng.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2023

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục như sau: (chi tiết phụ lục đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản thiết bị y tế: Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba.

- Địa chỉ: 37 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.



3. Thời gian giao hàng dự kiến: 120 ngày kể từ ngày ký.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: không

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký

5. Các thông tin khác .

Các đơn vị tham gia báo giá gửi kèm:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh, Báo giá ( đã bao gồm phí, lệ phí, VAT....)

- Các đơn vị phải cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các tài liệu đã cung cấp.

- Các đơn vị chào giá theo biểu mẫu của Thông tư 14/2023/TT-BYT (Với những báo giá không đúng biểu mẫu sẽ bị loại).

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như trên

- Lưu VT, VTTBYT

**KT. GIÁM ĐỐC**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Khánh Long**

**PHỤ LỤC CHI TIẾT**  
**Đính kèm theo mời chào giá ngày 26 tháng 09 năm 2023 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba**

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	Số Lượng
1	Canxi hydroxit	Hộp 1 tuýp	Calcium Hydroxide dạng paste, độ chảy lỏng vừa phải để có thể bơm vào ống tủy và hạn chế quá chóp.	Tuýp	5
2	Cao su nặng Elite HD	Hộp 900g	Cao su đặc mềm màu vàng cam Tỷ lệ pha trộn 1:1 Thời gian trộn: 1'30" Thời gian đông trong miệng 3'30	Hộp	5
3	Chất lấy dấu	Gói 500g	Dạng kem, đồng nhất, không có bọt khí, lấy dấu chính xác Không chảy xuống cổ họng bệnh nhân trong quá trình lấy dấu Dễ tương thích với thạch cao	Túi	15
4	Composite Vivadent dạng đặc	Túi 10 nhộng	Lực cơ rất thấp với công nghệ hạt độn nano Tính ổn định cao và bền màu. Màu sắc tự nhiên giống như răng thật Dạng nhộng 0.25g	Nhộng	100
5	Composite Vivadent dạng lỏng	Túi 10 nhộng	Sử dụng trám lót, trám bit hồ rãnh, trám xoang nhỏ và thành bên các xoang II, xoang V Độ chảy lỏng tốt Độ cản quang cao. Trùng hợp trong vòng 10 giây Dạng nhộng lỏng 0.25g	Nhộng	100
6	Cone giấy nội nha	Hộp 120 cái	Đảm bảo sự nhất quán về kích thước và hình dạng Linh hoạt và mềm dẻo, nhưng đủ cứng để đưa vào ống tủy · Dễ dàng nhận biết trong phim X-quang · Có các kích cỡ khác nhau: 20,25,30	Hộp	15

7	GC Fuji 7	Hộp 15g	Là vật liệu glass ionomer trám phòng ngừa hóa trùng hợp Phóng thích flour $\geq 6$ lần Thấm ướt hiệu quả và bám dính chắc vào bề mặt răng	Hộp	5
8	Gutta máy - Gutta Protaper	Hộp 60 cây	Độ thuận 4% và 6%, chính xác về cả hình dạng và kích thước ống tủy được sửa soạn với trám máy Linh hoạt và mềm dẻo, dễ đưa vào ống tủy, đảm bảo trám kín khít ống tủy theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang	Hộp	10
9	Nong máy Protaper	Hộp 6 cái	Trám định hình có nhiều đầu nhọn đảm bảo tính linh hoạt và cắt ngà răng trong các khu vực ống tủy	Bộ	5
10	Thạch cao	Túi 1kg	Màu vàng Thành phần chính là canxi sunfat. Có khả năng tương thích tốt với Alginate và agar Thời gian đông cứng 11 phút	Túi	15
11	Xi măng FX	Hộp 15g	Dùng trong chuyên khoa răng hàm mặt	Hộp	6
12	Xi măng hàn răng Acid preparator	Tuýp	Dạng gel 37% axit phosphoric Độ tương phản rõ rệt với răng. Kim bơm thép có góc xiên giúp bôi chính xác. Kim bơm nhựa cho phép bôi trên diện rộng	Tuýp	10